


















Instruments à usage unique Moria

Sélection de nos instruments à usage unique Moria les plus appréciés	Référence, description	Propriétés, utilisation
	132467 Adjustable Speculum	<ul style="list-style-type: none"> • Réglable • Ailes ouvertes de 15 mm • Nasal et temporal
	138647 Utrata Forceps	<ul style="list-style-type: none"> • Poignée ronde en métal • Tige droite et pointes à 45° • Pour incisions de 1.8 mm • Sert à créer le rhexis du sac capsulaire antérieur
 	138648 Crozafor Forceps	<ul style="list-style-type: none"> • Poignée ronde en métal • Tige courbée et pointes à 45° • Pour incisions de 1.8 mm • Sert à créer le rhexis du sac capsulaire antérieur
 	132466 Curved Capsulorhexis Forceps	<ul style="list-style-type: none"> • Poignée plastique plate • Tige courbée et pointes à 45° • Pour incisions de 1.8 mm • Sert à créer le rhexis du sac capsulaire antérieur
 	138662 Troutman Forceps	<ul style="list-style-type: none"> • Pince à relier droite • Surfaces de 5 mm • Pour suturer lors d'interventions ophtalmologiques
 	116852 Straight Tying Forceps	<ul style="list-style-type: none"> • Pince à relier en plastique • Surfaces de 3.5 mm • Pour suturer lors d'interventions ophtalmologiques
 	116853 Sinsky IOL Manipulator	<ul style="list-style-type: none"> • Crochet de manipulation IOL • Partie coudée à 45° et pointe de 0.2 mm • Pour l'implantation, le positionnement, la rotation et la manipulation de l'IOL
 	116858 Lens Manipulator Phaco Chopper	<ul style="list-style-type: none"> • Arrête de coupe intérieure • Partie coudée active à 30° et pointe intérieure tranchante de 1.5 mm • Pour tenir et séparer la lentille
	138650 Vannas Scissors	<ul style="list-style-type: none"> • Courbé • Pointe émoussée • Pour couper le tissu oculaire
	138652 Westcott Scissors	<ul style="list-style-type: none"> • Courbé • Pointe pointue • Pour couper le tissu oculaire
	138659 Epithelial Spatula	<ul style="list-style-type: none"> • Pour enlever l'épithélium de la cornée