



Weiche Contactlinsen - Produktübersicht

Nutzungsdauer	12 MONATE	6 MONATE	3 MONATE	3 MONATE
Einstärken	INDIVIDUAL BENZ G3x, G4x, G5x, G72-HW MMA-VP 58%, MMA-VP 67%, SiH 74%	INVISPA GM Advance 58%, Benz G4x, MMA-VP 67%	INVISPA 3 GM Advance 58%, Benz G72-HW, SiH 74%	INneo Verkaufseinheit Duopack, Duopack + SiH 74%
	SPH TP TD/TDA	SPH TP TD/TDA	SPH TP TDA	SPH TP TDA
Digitaler Sehkomfort/ Myopiemanagement	INDIVIDUAL SCALIA 2	INVISPA SCALIA 2	INVISPA 3 SCALIA 2	INneo SCALIA 2
	SPH TP	SPH TP	SPH TP	SPH TP
Multifokal	INDIVIDUAL FLUAVIS CN/CD	INVISPA FLUAVIS CN/CD	INVISPA 3 FLUAVIS CN/CD	INneo FLUAVIS CN/CD
	SPH TP	SPH TP	SPH TP	SPH TP
	INDIVIDUAL VARIO CN/CD	INVISPA VARIO CN/CD	INVISPA 3 VARIO CN/CD	
	SPH TP TD/ TDA	SPH TP TD/ TDA	SPH TP TDA	

Nutzungsdauer	Bis zu 12 Monate			
Speziallinsen/ Weiche farbige Linsen	INDIVIDUAL BABY Aphakie Linse	HYDROLENS / HYDROCYL getönte Linse	PROSTHETIC (TORIC) bedruckte Irislinse	NISSEL CUSTOM (TORIC) handbemalte Irislinse
	SPH	SPH TD	SPH TD	SPH TD

SPH sphärisch
 TP torisch-prismatisch
 TD torisch-dynamisch
 TDA torisch-dynamisch advanced
 Scalia 2 Contactlinse für digitalen Sehkomfort und Myopiemanagement
 Fluavis CN/CD Mehrstärkencontactlinse im multifokalen Simulatansystem; CN: zentral Nähe; CD: zentral Ferne
 Vario CN/CD Mehrstärkencontactlinse im trifokalen Simultansystem; CN: zentral Nähe; CD: zentral Ferne

Weiche Contactlinsen - Materialübersicht

Unsere Materialempfehlung	Eigenschaften und Anwendungstipps
GM Advance 58%	-Standardmaterial welches sich für alle Versorgungen eignet -Hervorragende Wasserbindung und Benetzung -UV-Schutz
Benz G4x 54%	-Standardmaterial, welches sich für trockene Augen eignet -Weniger als 1% Wasserverlust am Auge, dadurch parameterstabil
SiH 74%	-Unsere Empfehlung für Myopiemanagement -Versorgung hoher Ametropien, bei langen Tragezeiten -Erhältlich für Invispa 3 und INneo

Material Farben	Zusammensetzung	Wassergehalt	Ionisch	DK-Wert	UV-Filter	Standard Farbe	Weitere
Benz G3x 49%	Hema / GMA	49%	Nein	16	Nein	blau	weiss
Benz G4x 54%	Hema / GMA	54%	Nein	21	Nein	blau	weiss
Benz G5x 59%	Hema / GMA	59%	Nein	22	Nein	blau	weiss
Benz G 72-HW	Hema / GMA / MSA	72%	Ja	42	Nein	blau	weiss
GM Advance 58%	MMA / GMA	58%	Nein	26	Ja	blau	
MMA-VP 67%	MMA / VP	67%	Nein	30	Ja	weiss	
SiH 74%	Silikon Hydrogel	74%	Nein	57	Nein	blau	weiss



QR Code scannen und
den Gesamtkatalog
anschauen

Schweiz (Hauptsitz)
Galifa Contactlinsen AG
Zürcherstrasse 204e
Postfach 48
CH-9014 St. Gallen
Tel: +41 (0) 71 272 30 00
Fax: +41 (0) 71 272 30 10

Deutschland
Galifa Contactlinsen AG
Tel: 01805465454 (Ortstarif)
Fax: 0800 887 77 78 (gratis)

Österreich
Galifa Contactlinsen AG
Tel: 0552235348 (Ortstarif)
Fax: 0810 20 55 01 (Ortstarif)