



VISIOTIS VISIOTIS	TEL-VS-PCM81-NYTx Progress	TEL-VS-PCM81-NYTx Progress Toric
		
Matériau, propriétés du matériau	Matériau Acrylate hydrophile avec surface hydrophobisée, Benz 25 UVX, teneur en eau 25%	
Type de production	Fraisé au diamant, procédé sub-nano, sans polissage	
Réduction PCO	360° Barrière Posterior	
Forme de l'haptique	Haptiques à boucles	
Diamètre de l'haptique	12.0 mm	
Zone optique efficace	6.0 mm	
Propriétés optiques	Asphérique, sans aberration, EDOF	
Version	EDOF, zone de lecture segmentée	EDOF, zone de lecture segmentée, torique
Filtres lumière	bloqueur d'UV Y = filtre violet	
Plages de dioptries sph.	+10.0 à +30.0 (0.5 dpt)	
Plage de dioptries cyl.	-	T= +0.75 T1 +1.5 T2 +2.25 T3 +3.0D
Additions / Paramètres EDOF	Add. +2.0	
Injecteurs recommandés jusqu'à 28 dpt	p.e. Medical Viscoject Bio 1.8, ODC-ET1-B-18	
Injecteurs recommandés jusqu'à 35 dpt	p.e. Medical Viscoject Bio 2.2, Accuject 2.2, ODC-ET1-B-22	
Expérience d'incision	2.0 à 2.4 mm	
Délai de livraison en jours ouvrables	1-3	5-8